



StabilZyme® AP 结合物 稳定剂 产品说明书

产品号码:

SA01-0050 (50 mL)
SA01-1000 (1000 mL)
SA01-2000 (2000 mL)

拟用于:

StabilZyme®结合物/蛋白稳定剂通过防止催化活性损失和保持溶液中蛋白结构完整性来保护完整的结合物。此稳定剂有助于以较低的使用浓度、延长的保质期和较高的信噪比储存结合的蛋白，从而提高检测性能。

StabilZyme AP结合物稳定剂经优化以保持溶液中与碱性磷酸酶(AP)结合的抗体/抗原的构造。将结合物直接添加至AP结合物稳定剂中可以工作浓度稳定地储存该结合物，并且不需要随后进行稀释。

产品的稳定性、存放和技术规范:

产品稳定性	自生产日期起 2.5 年
存放	产品应在 2-8°C 下或在室温下存放
技术规范	牛蛋白：含牛血清白蛋白 产品缓冲剂：MES pH 值：5.5 - 6.5 防腐剂：0.02%甲基异噻唑啉酮和 0.02%溴硝基二噁烷
注	请注意，SurModics 稳定剂产品在环境温度下运输给客户。大量稳定性研究表明，在环境温度下长时间存放不会影响产品质量或性能。

使用建议:

以无菌方式倒出应用所需体积的材料，并在使用前使产品平衡至室温。

以下建议只用作一般性指南。

- 1) 以100%的浓度使用StabilZyme AP结合物稳定剂以便稳定性和性能最佳。
 - 必要时，将溶液的pH值调节至与蛋白性质相匹配，以使性能最佳。
- 2) 在StabilZyme AP结合物稳定剂溶液中将AP结合物/蛋白/抗体包被的颗粒稀释至工作浓度。
- 3) 按照实验室关于检测的确定方案使用稀释的结合物溶液。
- 4) 为使性能最佳，在2-8°C下存放结合物溶液，并避免光线直接照射。

其他注意事项:

建议进行加速的稳定性测试，以充分评估溶液中结合物的稳定性。样品可在 37°C 下存放，如果需要可在 4°C 下存放长达 90 天。以设定的时间间隔，用 37°C 样品光密度(O.D.)除 4°C 样品 O.D.并对时间作图计算百分比保留活性。

技术支持，电邮 ivdtechsupport@surmodics.com



StabilZyme® AP 结合物
稳定剂
产品说明书

相关产品:

溶液中的蛋白稳定剂和稀释剂 :
StabilZyme®无蛋白 AP 稳定剂(SAPF)
检测稀释剂-HAMA 阻断剂(SM01)
阻断剂/稳定剂 :
StabilGuard®免疫检测稳定剂 (无 BSA) (SG01)
StabilCoat®免疫检测稳定剂(SC01)
底物 :
BioFX® AP 黄单组分微孔底物(pNPP)
适用于 PNPS 的 BioFX®稳定颗粒(STAB)
BioFX® BCIP/NBT 蓝单组分 AP 膜底物(BCIB)
BioFX® BCIP/NBT 紫单组分 AP 膜底物(BCID)
BioFX®化学发光超敏感 AP 微孔/膜底物-450 nm (APS4)
BioFX®化学发光超敏感 AP 微孔/膜底物-540 nm (APS5)
BioFX®化学发光超敏感 AP 微孔/膜底物-450 nm (APU4)
BioFX®化学发光超敏感 AP 微孔/膜底物-450 nm (APU5)

此产品适用于研究和/或将来生产用途，不拟用于人类或治疗用途。产品销售无任何明示的或暗示的、通过用法或其他方式的卖方担保或表述；除更换不合适产品或退还购货款以外，不接受任何索赔要求。所有索赔必须在交货日起 30 日内提出。

2015 年 4 月 4 日

产品代码: SA01
SmartDoc # 7609, 修订版本号 0

第 2 页, 共 2 页